

## FICHE TECHNIQUE

## PC233108

Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® Merck, 1L

CODE ARTICLE : 376510

DATE D'EDITION : 23/10/2018 11:50:22

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PC233108

### Désignation

Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® Merck, 1L

### Application

- Analyses

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

N° de CAS	67-64-1
Emballage	1L
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Caractéristique
pH	5-6
Domaine	Chromatographie
MPUP	Non
Température de stockage	Voir sur l'étiquette du produit
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré</li> <li>- Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition</li> <li>- Tenir à l'abri de la lumière</li> </ul>
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travailler sous une hotte</li> <li>- Ne pas inhaler la substance/le mélange</li> <li>- Eviter les aérosols</li> <li>- Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion</li> <li>- Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation</li> <li>- Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques</li> <li>- Enlever immédiatement tout vêtement souillé</li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

**PC233108**

Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® Merck, 1L

CODE ARTICLE : 376510

DATE D'EDITION : 23/10/2018 11:50:22

- Se laver les mains et le visage après le travail

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Oui

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant ou du fournisseur** SOCIETE LEGALLAIS

**Référence du fournisseur** 1.00012.1000

**Pays d'origine** ALLEMAGNE