

FICHE TECHNIQUE

DE220811

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 379036

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:56



NF X30-511

NF

Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

DE220811

Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -

FICHE TECHNIQUE

DE220811

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 379036

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:56

Conditionnement

Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

Carton (nombre de pièces)	100
Minimum de vente (nombre de pièces)	100

Descriptif du produit

Matière du conteneur	Polypropylène
Couleur du conteneur	Jaune
Capacité (en L)	0,450
Niveau de remplissage (en L)	0,380
Longueur du conteneur (en mm)	105
Largeur du conteneur (en mm)	50
Hauteur du conteneur (en mm)	170
Poids vide (en kg)	0,085
Poignées	Avec
Nombre de poignées	1
Couvercle	Avec
Couleur du couvercle	Blanc translucide
Type de fermeture	Double : provisoire et définitive
Méthode de fermeture définitive	Exercer un appui fort sur le clapet avec le pouce
Système d'ouverture et de déconnexion	Déconnexion de tous types d'aiguilles y compris de stylo injecteur
Étiquette	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage

FICHE TECHNIQUE

DE220811

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 379036

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:56

	maximum - les instructions d'utilisation - les informations liées à la conformité
Homologation ADR	UN 3291
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134°C pendant 18 minutes
Autres caractéristiques techniques	- Boîte monobloc - A compléter avec la base réf. SOC0346L pour une utilisation mono manuelle

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	HOSPIDEX France
Référence du fabricant	SHA-41703610
Pays d'origine	ROYAUME UNI