

FICHE TECHNIQUE

PC567771

Détergent Decon 90, 5L

CODE ARTICLE : 383088

DATE D'EDITION : 04/05/2022 16:00:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC567771

Désignation

Détergent Decon 90, 5L

Application

Pour lavage manuel ou utilisation pour bains à ultra-son

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

4

FICHE TECHNIQUE

PC567771

Détergent Decon 90, 5L

CODE ARTICLE : 383088

DATE D'EDITION : 04/05/2022 16:00:03

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Type de contenant	Bidon
Volume produit (en L)	5,000
Composition	Agents tensioactifs anioniques et non-ioniques Agents stabilisants Hydroxyde de potassium (CAS 1310-58-3) : 0,5-2%
Aspect	Concentré liquide non visqueux
Conseils d'utilisation	Préparer une solution contenant 2% à 5% de Decon 90 avec de l'eau. Immerger totalement les articles à nettoyer. Laisser tremper pendant 2 à 24 heures en fonction du degré et de la ténacité de la souillure. Augmenter la concentration de la solution pour traiter les contaminants rebelles. Une solution chauffée (40°C à 50°C) ou utilisée dans un bain de nettoyage ultrasonique diminue considérablement le temps de nettoyage nécessaire. Rincer méticuleusement dès que les articles nettoyés sont sortis de la solution de nettoyage. Ne pas attendre avant de rincer les articles nettoyés. Il est recommandé de procéder à trois rinçages à l'eau en agitant pour éliminer toute trace de contaminant et de solution de nettoyage. Sécher soigneusement après le rinçage en utilisant un linge non pelucheux ou un jet d'air chaud.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

PC567771

Détergent Decon 90, 5L

CODE ARTICLE : 383088

DATE D'EDITION : 04/05/2022 16:00:03

Nom du fabricant

VWR INTERNATIONAL S.A.S.

Référence du fabricant

148-0325

Pays d'origine

ROYAUME UNI