

## FICHE TECHNIQUE

**DE566186**

Collecteur Sharpsafe® 0,3L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 383145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:09



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

DE566186

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,3L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

### Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -

## FICHE TECHNIQUE

## DE566186

Collecteur Sharpsafe® 0,3L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 383145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:09

### Conditionnement

Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants  
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants  
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	100
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène
<b>Couleur du conteneur</b>	Jaune
<b>Capacité (en L)</b>	0,300
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	0,250
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	105
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	50
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	130
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,070
<b>Poignées</b>	Sans
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Blanc translucide
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Méthode de fermeture définitive</b>	Exercer un appui fort sur le clapet avec le pouce
<b>Système d'ouverture et de déconnexion</b>	Déconnexion de tous types d'aiguilles y compris de stylo injecteur
<b>Étiquette</b>	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage maximum

## FICHE TECHNIQUE

**DE566186**

Collecteur Sharpsafe® 0,3L avec déconnexion d'aiguilles y compris de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 383145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:09

	- les instructions d'utilisation - les informations liées à la conformité
<b>Homologation ADR</b>	UN 3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134°C pendant 18 minutes
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	- Boîte monobloc - A compléter avec la base réf. SOC0346L pour une utilisation mono manuelle

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	SHA-41753610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI