

FICHE TECHNIQUE

DE597619

Géifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, seau de 5kg

CODE ARTICLE : 386509

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:02



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

DE597619

Désignation

Géifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, seau de 5kg

Application

- Elimination de colorants et effluents de laboratoire

FICHE TECHNIQUE

DE597619

Gélifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, seau de 5kg

CODE ARTICLE : 386509

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:02

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

| | |
|------------------------|---|
| N° CAS | 9003-04-7 |
| Emballage | 5kg |
| Aspect | Poudre blanche |
| Odeur | Aucune |
| Composition | Polyacrylate de sodium |
| pH | Environ 6 dans NaCl à 0,9% |
| Mode d'emploi | 1. Verser votre liquide dans un jerrycan DASRI 2. Verser la poudre Gelefflu dans le jerrycan DASRI 3. En quelques secondes le produit devient solide |
| Conditions de stockage | A stocker dans un endroit sec |
| Manipulation | - Prévoir une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite et de dégagement de poussière - Assurer une ventilation suffisante sur le lieu de travail - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques |

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

DE597619

Gélifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, seau de 5kg

CODE ARTICLE : 386509

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:02

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

DOUSSELIN

Référence du fournisseur

06032SEA5L

Pays d'origine

FRANCE