

## FICHE TECHNIQUE

**DE597743**

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples

CODE ARTICLE : 386600

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:48



NF X30-511

NF

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

DE597743

**Désignation**

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples

**Application**

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

**Réglementation**

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -

## FICHE TECHNIQUE

**DE597743**

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples

CODE ARTICLE : 386600

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:48

Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants

Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants

Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	1
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène
<b>Couleur du conteneur</b>	Jaune
<b>Capacité (en L)</b>	0,450
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	0,380
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	105
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	50
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	170
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,085
<b>Poignées</b>	Avec
<b>Nombre de poignées</b>	1
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Blanc translucide
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Méthode de fermeture définitive</b>	Exercer un appui fort sur le clapet avec le pouce
<b>Système d'ouverture et de déconnexion</b>	Ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples
<b>Étiquette</b>	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage

## FICHE TECHNIQUE

**DE597743**

Collecteur Sharpsafe® 0,45L avec ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples

CODE ARTICLE : 386600

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:13:48

	maximum
	- les instructions d'utilisation
	- les informations liées à la conformité
<b>Homologation ADR</b>	UN 3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134°C pendant 18 minutes
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	- Boîte monobloc - A compléter avec la base réf. SOC0346L pour une utilisation mono manuelle

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	SHA-41707610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI