

## FICHE TECHNIQUE

Mini-fût étanche Sharpsafe® Clinisafe 8L

CODE ARTICLE: 390830

#### **DE600819**

DATE D'EDITION: 14/11/2019 15:11:00



Photo non contractuelle

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

**Désignation** 

**Application** 

Réglementation

DE600819

Mini-fût étanche Sharpsafe® Clinisafe 8L

Elimination d'objets perforants de grande taille, de petites quantités de liquides biologiques à risque et de résidus de traitements

anticancéreux

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives



### FICHE TECHNIQUE

**DE600819** 

Mini-fût étanche Sharpsafe® Clinisafe 8L

CODE ARTICLE: 390830 DATE D'EDITION: 14/11/2019 15:11:00

pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants -Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants

Norme ISO 23907 : Protection contre les blessures par perforants -Exigences et méthodes d'essai - Conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants

Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

**Conditionnement** Carton (nombre de pièces) 20

Minimum de vente (nombre de pièces) 20

# Descriptif du produit

Y	And I
Matière du conteneur	Polypropylène
Couleur du conteneur	Jaune
Capacité (en L)	8,000
Niveau de remplissage (en L)	6,000
Longueur du conteneur (en mm)	315
Largeur du conteneur (en mm)	230
Hauteur du conteneur (en mm)	250
Poids vide (en kg)	0,537
Poignées	Avec
Couvercle	Avec
Couleur du couvercle	Jaune
Type de couvercle	Plein
Type de fermeture	Double : provisoire et définitive
Méthode de fermeture définitive	Appuyer fermement sur les 4 coins jusqu'à la mise en blocage
Système d'ouverture et de déconnexion	Ouverture totale
Dimensions de l'ouverture (en mm)	270x170
Étiquette	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage



# FICHE TECHNIQUE

Mini-fût étanche Sharpsafe® Clinisafe 8L

CODE ARTICLE: 390830

#### **DE600819**

DATE D'EDITION: 14/11/2019 15:11:00

	maximum - les instructions d'utilisation - les informations liées à la conformité	
Homologation ADR	UN 3291	
Autoclavable	Oui	
Conditions d'autoclavage	134°C pendant 18 minutes	
Autres caractéristiques techniques	Couvercle à rabat sur charnière	

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui	LAB
Présence d'une date de péremption	Non	

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant Référence du fabricant Pays d'origine **HOSPIDEX France** 

SHA-41912613

**ROYAUME UNI** 



