

FICHE TECHNIQUE

DE601300

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 391267

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:30:52



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

DE601300

Désignation

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants
- Idéal pour les plateaux techniques d'imagerie ou d'intervention chirurgicale

FICHE TECHNIQUE

DE601300

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 391267

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:30:52

Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 40
Minimum de vente (nombre de pièces) 40

Descriptif du produit

Matière du conteneur	Polypropylène
Couleur du conteneur	Jaune
Capacité (en L)	9,000
Niveau de remplissage (en L)	6,900
Longueur du conteneur (en mm)	175
Largeur du conteneur (en mm)	175
Hauteur du conteneur (en mm)	498
Poids vide (en kg)	0,463
Poignées	Avec
Nombre de poignées	1
Couvercle	Avec
Couleur du couvercle	Blanc translucide
Clapet de sécurité	Sans
Type de fermeture	Double : provisoire et définitive
Méthode de fermeture définitive	Exercer un appui fort sur le clapet avec 2 doigts
Système d'ouverture et de	Ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

FICHE TECHNIQUE

DE601300

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 391267

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:30:52

déconnexion	
Étiquette	Étiquette plastique thermocollée comportant : <ul style="list-style-type: none">- un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage maximum- les instructions d'utilisation- les informations liées à la conformité
Homologation ADR	UN 3291
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134°C pendant 18 minutes
Autres caractéristiques techniques	Boîte composée d'une cuve et d'un couvercle à assembler avant utilisation par simple pression, avec 4 clics sonores garantissant la mise en sécurité

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	HOSPIDEX France
Référence du fabricant	SHA-41116610
Pays d'origine	ROYAUME UNI