

FICHE TECHNIQUE

BAGF400

Sac malaxeur 400ml filtre latéral BagFilter®P irradié

CODE ARTICLE : 740005

DATE D'EDITION : 02/05/2022 11:50:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BAGF400

Désignation

Sac malaxeur 400ml filtre latéral BagFilter®P irradié

Application

- Homogénéisation des échantillons fibreux à pipetter : la flore bactérienne est extraite de l'échantillon et passe à travers le filtre pendant l'homogénéisation. Il est ensuite facile de pipeter un filtrat sans particule ou résidus de l'échantillon

FICHE TECHNIQUE

BAGF400

Sac malaxeur 400ml filtre latéral BagFilter®P irradié

CODE ARTICLE : 740005

DATE D'EDITION : 02/05/2022 11:50:03

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	500
Minimum de vente (nombre de pièces)	500

Descriptif du produit

Type	Malaxeur
Matière	Polyéthylène
Volume (en ml)	400
Volume utile (en ml)	400
Dimensions : hauteur (en mm)	300
Dimensions : largeur (en mm)	190
Dimensions : épaisseur (en µm)	70
Système de fermeture	Sans
Plaque écriture	Non
Filtre	Latéral
Porosité du filtre (en microns)	250
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Emballage	Pochette de 25
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	- Multilayer® : complexe multicouches renforcé - Pour pipeter - Compatible tout malaxeur de laboratoire - Approuvé contact alimentaire

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	120

FICHE TECHNIQUE

BAGF400

Sac malaxeur 400ml filtre latéral BagFilter®P irradié

CODE ARTICLE : 740005

DATE D'EDITION : 02/05/2022 11:50:03

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

INTERSCIENCE

Référence du fabricant

111425

Pays d'origine

FRANCE