

FICHE TECHNIQUE

11956-2.5

Hemacolor® Solution 2 réactif de coloration rouge Merck, 2,5L

CODE ARTICLE : 909700

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:00

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence	11956-2.5				
Désignation	Hemacolor® Solution 2 réactif de coloration rouge Merck, 2,5L				
Application	- Coloration rapide des frottis de sang				
Réglementation	Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A				
Conditionnement	<table> <tr> <td>Carton (nombre de pièces)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Minimum de vente (nombre de pièces)</td> <td>1</td> </tr> </table>	Carton (nombre de pièces)	4	Minimum de vente (nombre de pièces)	1
Carton (nombre de pièces)	4				
Minimum de vente (nombre de pièces)	1				

Descriptif du produit

N° de CAS	67-56-1
Emballage	2,5L
Aspect	Liquide orange foncé
Odeur	Caractéristique
MPUP	Non
Température de stockage	Voir sur l'étiquette du produit
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Travailler sous une hotte - Ne pas inhaler la substance/le mélange - Eviter les aérosols - Respecter les mises-en-garde de l'étiquette - Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques - Enlever immédiatement tout vêtement souillé - Protection préventive de la peau - Se laver les mains et le visage après le travail
Conditions de stockage	Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver sous clé ou dans une zone accessible

FICHE TECHNIQUE

11956-2.5

Hemacolor® Solution 2 réactif de coloration rouge Merck, 2,5L

CODE ARTICLE : 909700

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:00

uniquement aux personnes
qualifiées ou autorisées

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	VWR INTERNATIONAL S.A.S.
Référence du fabricant	1.11956.2500
Pays d'origine	ALLEMAGNE