

FICHE TECHNIQUE

3616402500

Eosine pour kit RAL 555 RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 910350

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:54:17

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3616402500

Désignation

Eosine pour kit RAL 555 RAL Diagnostics, 2,5L

Application

- Hématologie : utilisée dans le kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires
- Parasitologie et mycologie : utilisé dans le kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins
- Histo-cytologie : utilisée dans le kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	2,5L
Aspect	Solution rouge orangé limpide
Odeur	Inodore
Composition	- Eosine Y : < 0,1% - Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H- isothiazol-3-one : < 0,005%
pH	6,9-7,1
MPUP	Non
Manipulation	- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail

FICHE TECHNIQUE

3616402500

Eosine pour kit RAL 555 RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 910350

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:54:17

Conditions de stockage

- Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs

Garder les flacons fermés hors de leur utilisation

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Oui

Durée de vie (en mois) 24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant 361640-2500

Pays d'origine FRANCE