



LABELIANS

Groupe CML-ID

Recommandations d'usage des spatules d'étalement pour frottis sanguins Labelians

Nos spatules d'étalement pour frottis sanguins sont des dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro et sont conformes au Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Elles sont destinées à être utilisées par un professionnel de santé dans le cadre d'un diagnostic à partir d'échantillons d'origine biologique.

Nos spatules d'étalement sont fabriquées en polystyrène.

Recommandations d'utilisation

Lors de la réalisation de frottis sanguins, nous vous conseillons de porter des gants de protection afin d'éviter de souiller vos mains.

La date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage doit être respectée.

En cas d'incident grave lié à l'utilisation de nos spatules d'étalement, vous devrez, dans le cadre de votre procédure de matériovigilance, déposer une déclaration auprès des autorités compétentes et nous en informer afin que nous puissions prendre en compte votre signalement.

Recommandations de stockage

Les spatules doivent être stockées dans un endroit propre et sec dont la température est idéalement comprise entre +15°C et +30°C.

Si plusieurs cartons de spatules sont présents dans votre lieu de stockage, vous devrez veiller à une bonne rotation de votre stock en vous assurant que les spatules dont la péremption est la plus courte seront les premières à être utilisées.

Recommandations d'élimination

Les spatules usagées doivent être jetées dans des collecteurs à DASRI.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre fiche technique disponible sur notre site internet www.labelians.fr