

3M™ Micropore™ Silicone

Sparadrap avec adhésif silicone
atraumatique




➔ Indications

- Fixation et maintien de pansements, sondes, tubulures sur :
- Peaux fragiles : visage, bébé, personne âgée.
- Peaux fragilisées : corticothérapie, radiothérapie, fixations répétés ou prolongées dans le temps (prises de sang, plaies chroniques).
- Peaux intolérantes aux autres adhésifs.



➔ Caractéristiques

- Retrait **indolore et atraumatique** : la peau est moins agressée (peu de cellules et pas de poils arrachés), le traumatisme cutané limité, le retrait indolore.
- **Fixation sûre, précise et sans compromis** : adhésivité optimale dès l'application et constante dans le temps.
- **Repositionnable** sans perte d'adhésivité.



Analyse comparative de la quantité de cellules arrachées et poils tirés lors du retrait du sparadrap.


➔ Les + pratiques

- Manipulation simple et pratique.
- Hypoallergénique.

Code Commande	Référence produit	Dimensions m x cm	Nombre de pansements/boîte
---------------	-------------------	-------------------	----------------------------

Couleur bleue spécifique pour une **identification** immédiate par les patients et les soignants

Protection des bords pour préserver le rouleau tout au long de son usage



Amorce pour une première utilisation facilitée

Texture micro-perforée :

- Aérée, pour le confort du patient
- Découpable à la main dans les 2 sens
- Manipulable avec des gants

3M™ Micropore™ Silicone

Sparadrap indolore et atraumatique, repositionnable

Présentation en boîte individuelle (conforme à la LPP)



• 9931042	2775-1FR	5 x 2,5	1
• 9931036	2775-2FR	5 x 5	1

Présentation en "vrac"

• MISIL125	2772S-1	1,3 x 2,5	100
• MISIL525	2770-1	5 x 2,5	12
• MISIL550	2770-2	5 x 5	6