



# SACOCHES DE TRANSPORT RIGIDE MEDBAG conforme à l'ADR



LABELIANS propose une large gamme de sacoches pour répondre à toutes les configurations de transport de vos échantillons



Une solution de transport conforme, c'est :

- ◆ un triple emballage **conforme à l'ADR**
- ◆ une solution qui permet de transporter à la **bonne température** jusqu'à la prise en charge par le laboratoire tout en **garantissant l'intégrité de l'échantillon primaire**


Les sacoches MEDBAG LABELIANS lines peuvent être complétées par des accessoires rigides et amovibles :

- ◆ Pour le transport de vos échantillons biologiques conditionnés en emballage secondaire souple
- ◆ Pour **gagner du temps** et **optimiser votre organisation** dans les tournées quotidiennes

27L


Réf. SACRIGID27L

Réf. SACCLOIS27L



Réf. SACCLOIS12L

Réf. SACRIGID12L



12L

Modèle de MEDBAG	Référence	Descriptif	Unité de commande (UC)
MEDBAG12L..	<b>SACCLOIS12L</b>	Ensemble de 2 cloisons pour obtenir jusqu'à 4 zones distinctes	1
	<b>SACRIGID12L</b>	Paroi rainurée pour accueillir les cloisons SACCLOIS12L	1
MEDBAG27L..	<b>SACCLOIS27L</b>	Ensemble de 3 cloisons pour obtenir jusqu'à 6 zones distinctes	1
	<b>SACRIGID27L</b>	Paroi rainurée pour accueillir les cloisons SACCLOIS27L	1



Ces produits vous ont déjà convaincus : Découvrez le cas d'un client confronté à une problématique qui peut être la vôtre sur **#laviedulabo** !

