

MICROTUBES

myTube® MCT

Une conception de haute qualité pour vos applications de centrifugation et d'agitation

ahn®

SANS DNase

SANS RNase

SANS ADN humain

Exempt inhibiteurs PCR

SANS endotoxines

SANS métaux lourds

Autoclavable

Dispositif médical



Manipulation sans effort : ouverture et fermeture faciles, assurant confort d'utilisation et fiabilité lors de vos manipulations

Haute résistance à la centrifugation

LES +

Cape attenante clipsable

Graduations claires et précises grâce à une transparence et une clarté optimales pour vérification rapide et simple du volume pipeté

Identification facile de l'échantillon - zone dépolie spécialement créée pour un étiquetage facile

Version noire pour les échantillons **photosensibles**

- Centrifugation :**
- microtubes 0,5ml : jusqu'à **20 000g**
 - microtubes 1,5 et 2ml : jusqu'à **25 000g**

Autoclavables à +121°C



0,5ml

1,5ml

2ml

| | Volume (ml) | Hauteur (mm) | Sterile | Couleur | Réf. | Unité de commande |
|---|-------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
|  | 0,5 | 31,6 | Oui | Naturel | MCA0.5S | 1 000 |
|  | 1,5 | 40,9 | - | Naturel | MCA1.5 | 500 |
| | | | - | Noir | MCA1.5NOIR | 500 |
| | | | Oui | Naturel | MCA1.5VS | 500 |
|  | 2 | 41,7 | - | Naturel | MCA2.0 | 500 |
| | | | Oui | Naturel | MCA2.0S | 1 000 |

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel gratuits

serviceclient@labelians.fr

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

www.labelians.fr



LABELIANS
CML-ID Group