

# EMBALLAGES SECONDAIRES

À chaque contenant  
sa solution de transport




## Pour les échantillons **SOUMIS À L'ADR**

**Calage intercalaire** pour les sachets de prélèvements sanguins mono-patient  
= **TUBES MAINTENUS À LA VERTICALE**

**Portoir en mélamine** pour garantir l'absorption des fluides biologiques en cas d'incident

**Poignée de préhension** pour faciliter l'extraction des échantillons




Poignée de préhension

Film aluminium de propreté

Mousse mélamine = absorbant

## Pour les échantillons **NON SOUMIS À L'ADR**



**Portoir en mélamine** pour les microtubes, microplaques et plaques de stockage

**En mousse de forte densité** pour les boîtes de Pétri

## À associer aux boîtes **Lock & Lock 3,1L et 4,7L**

### Boîtes superposables

Poignée de préhension encastrable sur la version 4,7L










### Étanchéité garantie

Fermeture par volets à clipper et joint d'étanchéité





## Pour les échantillons SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon	Calage	Boîte	Capacité
	 <b>CALEDL8SCTBT3</b>	 BTLOCK3.1L	8 sachets de 5 tubes de prélèvement sanguin 5/7ml ► Une solution innovante qui permet de transporter les tubes dans le sachet monopatient à la verticale
	 <b>CALEDL35TBT3</b>	 BTLOCK3.1L	35 tubes de 5/7ml
	 <b>CALEDL12FBT4</b>	 BTLOCK4.7L	12 flacons de 40ml/60ml



## Pour les échantillons NON SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon	Calage	Boîte	Capacité
	 <b>CALEDL35TBT3</b>	 BTLOCK3.1L	35 microtubes
	 <b>CALEDL2MBT3</b>	 BTLOCK3.1L	2 microplaques
	 <b>CALEDL12BPBT4</b>	 BTLOCK4.7L	12 boîtes de Pétri 90mm






**LABELIANS**

lines


# COMPATIBILITÉ EMBALLAGE SECONDAIRE / SACOCHE DE TRANSPORT





## Tubes à prélèvements SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	MINIBAG	FIRSTBAG		
					Dimensions intérieures (en mm)	MINIBAGFE	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L
	8 sachets monopatient (4-5 tubes)	<b>CAEDL8SCTBT3</b>	BTLOCK3.1L		Nb sachets	16	-	8	16
	35 tubes 5/7ml	<b>CAEDL35TBT3</b>	BTLOCK3.1L		Nb tubes	70	-	35	70
					Nb boîtes	2	-	1	2



## Flacons de recueil d'urine SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	MINIBAGFE	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L
					Dimensions intérieures (en mm)	340 x 210 x 150	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90
	12 flacons (40/60ml)	<b>CAEDL12FBT4</b>	BTLOCK4.7L		Nb tubes	12	-	-	-
					Nb boîtes	1	-	-	-



## Microtubes NON SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	MINIBAGFE	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L
					Dimensions intérieures (en mm)	340 x 210 x 150	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90
	35 microtubes	<b>CAEDL35TBT3</b>	BTLOCK3.1L		Nb tubes	70	-	35	70
					Nb boîtes	2	-	1	2

## Boîtes de Pétri (Culture sur gélose) NON SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	MINIBAGFE	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L
					Dimensions intérieures (en mm)	340 x 210 x 150	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90
	12 boîtes de Pétri (90mm max)	<b>CAEDL12BPBT4</b>	BTLOCK4.7L		Nb tubes	12	-	-	-
					Nb boîtes	1	-	-	-

## Plaques de stockage (Culture sur gélose) NON SOUMIS A L'ADR

Type d'échantillon à transporter	Capacité pour 1 boîte	Calage	Boîte	Visuel	Réf.	MINIBAGFE	FIRSTBAG3L	FIRSTBAG10L	FIRSTBAG12L
					Dimensions intérieures (en mm)	340 x 210 x 150	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90	230 x 230 x 90
	2 plaques DeepWell (ou 4 microplaques)	<b>CAEDL2MBT3</b>	BTLOCK3.1L		Nb tubes	2	-	2	4
					Nb boîtes	1	-	1	2



Disponible en bleu (06) ●  
ou en rouge (13) ●  
Autre couleur, nous contacter



		MEDBAG					SACOCHE ISOLANTE RESISTANTE			PARACALOR
FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L	● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SIR12L	SIR24L	SIR42L	SITR27LAC
302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	180 x 180 x 200	380 x 180 x 280	360 x 330 x 280	380 x 270 x 270
16	32	-	8	16	16	32	8	16	32	32
70	140	-	35	70	70	140	35	70	140	140
2	4	-	1	2	2	4	1	2	4	4

FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L	● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SIR12L	SIR24L	SIR42L	SITR27LAC
302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	180 x 180 x 200	380 x 180 x 280	360 x 330 x 280	380 x 270 x 270
24	24	-	-	-	24	24	-	-	12	12
2	2	-	-	-	2	2	-	-	1	1

FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L	● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SIR12L	SIR24L	SIR42L	SITR27LAC
302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	180 x 180 x 200	380 x 180 x 280	360 x 330 x 280	380 x 270 x 270
70	140	-	35	70	70	140	35	70	140	140
2	4	-	1	2	2	4	1	2	4	4

FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L	● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SIR12L	SIR24L	SIR42L	SITR27LAC
302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	180 x 180 x 200	380 x 180 x 280	360 x 330 x 280	380 x 270 x 270
24	24	-	-	-	24	24	-	-	12	12
2	2	-	-	-	2	2	-	-	1	1

FIRSTBAG27L	FIRSTBAG50L	● 3L/06 ● 3L/13	● 10L/06 ● 10L/13	● 12L/06 ● 12L/13	● 27L/06 ● 27L/13	● 50L/06 ● 50L/13	SIR12L	SIR24L	SIR42L	SITR27LAC
302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	230 x 230 x 90	304 x 164 x 194	224 x 214 x 234	302 x 302 x 302	368 x 368 x 368	180 x 180 x 200	380 x 180 x 280	360 x 330 x 280	380 x 270 x 270
4	8	-	2	4	4	8	2	4	24	24
2	4	-	1	2	2	4	1	2	4	4



LABELIANS

lines



# OFFRE GLOBALE



## CALAGES DÉVELOPPÉS SUR MESURE adaptés à chacun de vos contenants




CALEDL8SCTBT3



CALEDL35TBT3



CALEDL12FBT4



CALEDL35TBT3



CALEDL12BPBT4

Type d'échantillon	Désignation du calage	Condt mini de vente	Réf. calage	Réf. boîte à associer
Prélèvements sanguins	Calage intercalaire pour 8 sachets monopatiens de prélèvements	1	CALEDL8SCTBT3	BTLOCK3.1L
	Calage absorbant pour 35 tubes	1	CALEDL35TBT3	BTLOCK3.1L
Flacons de recueil d'urine (40 ou 60ml)	Calage absorbant pour 12 flacons 40/60ml	1	CALEDL12FBT4	BTLOCK4.7L
Microtubes	Calage absorbant pour 35 tubes	1	CALEDL35TBT3	BTLOCK3.1L
Boîte de Pétri	Calage pour 12 boîtes de Pétri 90mm	1	CALEDL12BPBT4	BTLOCK4.7L
Microplaques	Calage absorbant pour 2 microplaques	1	CALEDL2MBT3	BTLOCK3.1L



## BOITES COMPATIBLES LOCK & LOCK étanches, réutilisables et superposables



Désignation	Dimensions extérieures (LxlxH en mm)	Unité de commande	Réf.
Boîte de transport étanche en polypropylène Lock & Lock 3,1L	232 x 165 x 125	1	BTLOCK3.1L
Boîte de transport étanche en polypropylène Lock & Lock 4,7L	294 x 215 x 114	1	BTLOCK4.7L



LABELIANS

lines

**LABELIANS lines**


**une gamme de  
solutions de  
transport complète**



**Des solutions monopatient**



**NANOBOX**



ou

Capacité

Couleur

Réf.

2 tubes 5/7ml  
ou  
1 tube 10ml



**NABOX04**




**NABOX13**



**Des solutions Inter-laboratoires**

**MIBOX**



Capacité

Couleur

Condt  
mini de  
vente

Réf.

6 tubes 5/7ml  
+ 1 tube 10ml  
+ Lingettes  
désinfectantes  
+ Pansement  
+ 1 porte-aiguille  
+ 1 aiguille



12

**MIBOX04**



12

**MIBOX06**



12

**MIBOX13**

**Nos équipes sont à votre service :**

**0 800 970 724**

Service & appel  
gratuits

[serviceclient@labelians.fr](mailto:serviceclient@labelians.fr)

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

[www.labelians.fr](http://www.labelians.fr)



**LABELIANS**

**lines**