

ÉCOUVILLON FLOQUÉ POUR AUTO- PRÉLÈVEMENT VAGINAL

Optimise les campagnes de dépistage du Papillomavirus
Augmente le nombre de participants à vos études cliniques



L'écouvillon floqué pour auto-prélèvement permet :

- la réalisation d'un prélèvement vaginal **en toute autonomie et à domicile**
- des analyses en biologie moléculaire dont les résultats sont similaires à ceux de prélèvements issus de praticiens (1)



Scannez et
découvrez la vidéo !



Réf. EFTPAUTOPV

CONFORT DU PATIENT

- ◆ Pas de métal, pas de brosse agressive
- ◆ **Écouvillon FLOQSwabs™ avec fibres en nylon**, pour un meilleur confort d'utilisation

SIMPLICITÉ DU RECUEIL

- ◆ Un design ergonomique et anatomique
- ◆ Un mode d'emploi intégré
- ◆ Une zone de préhension facilement identifiable

MEILLEURE TRAÇABILITÉ

- ◆ Double étiquette avec code à barres dont une détachable

RECUEIL AMÉLIORÉ

- ◆ **Solution innovante**, technologie brevetée

EMBALLAGE STÉRILE UNITAIRE

Réf.	Désignation	Unité de commande
EFTPAUTOPV	Écouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile	500

Bibliographie :

(1) Human Papillomavirus Detection Using Self-Collected Vaginal versus Clinician-Collected Cervical Samples in Women with a Recent Diagnosis of Cervical Dysplasia C. Cocuzza, M. Martinelli, L. Signorini, F. Perdoni, A. Rizzo, F. Sina, A. Bonetti, C. Crotti, R. Caldarelli, S. Maladrin, R. Musumeci, R. Fruscio ECCMID 2018
A Prospective Pilot Evaluation of Vaginal and Urine Self-Sampling for the Roche Cobas 4800 Hpv Test for Cervical Cancer Screening Sang-Hyun Hwang, Hye Young Shin, Dong Ock Lee, Na Young Sung, Bomyeon Lee, Do-Hoon Lee & Jae Kwan Jun Scientific Reports volume 8, Article number: 9015 (2018)