



# BOISSON AU LACTOSE TOPLACTINE SANS COLORANT

Une solution prédosée, à haute concentration de lactose



Une solution de lactose prête à boire, sans colorant ni édulcorant.



La solution TOPLACTINE permet le diagnostic de l'intolérance au lactose

◆ Une solution pour test **d'intolérance au lactose par voie orale**

- prête à l'emploi
- pré-dosée à une concentration déterminée de 50g de lactose pour 300ml
- disponible en arôme orange, **sans colorant**



Le diagnostic d'intolérance au lactose peut être effectué selon 2 méthodes, mais toujours sous un contrôle médical strict :

- ◆ Test respiratoire à l'hydrogène ou breath test au lactose. Ce test consiste en une **administration orale d'une dose standard de lactose** (habituellement 20 à 50 g) suivie de la détection, dans l'air expiré, de l'hydrogène produit par la flore intestinale.
- ◆ Test de tolérance au lactose : après **ingestion d'une quantité déterminée de lactose**, la quantité de glucose dans le sang (glycémie) est mesurée par une prise de sang



*L'intolérance au lactose est un problème de digestion du sucre contenu dans le lait et ses produits dérivés. Elle provient d'un déficit de lactase. Le lactose, non transformé par la lactase, se retrouve au niveau de l'intestin où il fermente. Cela entraîne des symptômes digestifs inconfortables.*

Référence	Arôme	Dose lactose (en g)	Volume flacon (en ml)	Unité de commande (UC)
TOPLACTINE	Orange	50	300	20