

# BOISSON GLUCOSÉE TOPSTAR SANS COLORANT



Des solutions prédosées, à haute concentration de glucose



Les solutions TOPSTAR permettent :

- la détection du diabète gestationnel
- la détection du diabète de type 1 ou diabète sucré
- la détection du diabète de type 2

Des solutions pour test d' **HyperGlycémie Provoquée par voie Orale (HGPO)**

- prêtes à l'emploi
- **pré-dosées** à une concentration déterminée de **75g de glucose pour 200ml**
- disponibles en trois arômes : framboise, citron et orange, **sans colorant**

Le test d'hyperglycémie provoquée, mesure la capacité du corps à métaboliser le glucose. Il doit être réalisé par du personnel spécialisé, tôt le matin et après 12h de jeûne . Dans ces conditions, le patient doit boire une solution contenant une quantité connue de glucose, sur une période ne dépassant pas 10 minutes.

Le sang du patient est testé à jeun et à nouveau 30 min, 1 heure, 2 heures et 3 heures après la prise de la boisson riche en glucose.

## Avantages

- **Prête à l'emploi** : gain de temps de préparation
- Fiabilité des résultats : la teneur en glucose est parfaitement définie
- **Meilleure tolérance** : boisson au goût savoureux
- Bouteille plastique pratique à utiliser avec un bouchon inviolable
- Moins de déchets : pas de récipient pour boire la boisson
- **Sans gluten, aux essences naturelles, sans colorant ni édulcorant.**



Référence	Arôme	Dose de glucose (g)	Volume du flacon (ml)	Unité de commande (UC)
<b>TOPSTARFRA75SC</b>	Framboise	75	200	30
<b>TOPSTARCIT75SC</b>	Citron	75	200	30
<b>TOPSTAROR75SC</b>	Orange	75	200	30

# BOISSON GLUCOSÉE TOPSTAR



Des solutions prédosées, à haute concentration de glucose



Les solutions TOPSTAR permettent :

- la détection du diabète gestationnel
- la détection du diabète de type 1 ou diabète sucré
- la détection du diabète de type 2

Des solutions pour test d' **HyperGlycémie Provoquée par voie Orale (HGPO)**

- Solution de glucose, **pré-dosée** et prête à l'emploi en bouteille de 200ml
- Trois dosages différents : **50g, 75g ou 100g** de glucose
- Trois parfums : **orange, citron et cola**
- Administrée dans de bonnes conditions, cette solution offre une **meilleure tolérance** et des vomissements moindres par rapport aux autres produits sur le marché
- Bouteille **pratique à utiliser** avec un bouchon inviolable

## Avantages

- **Prête à l'emploi**
- Moins de déchets : pas de récipient pour boire la boisson
- **Meilleure tolérance** : boisson au goût savoureux ne rappelant pas un produit de diagnostic
- **Fiabilité des résultats** : la teneur en glucose est parfaitement définie



Référence	Arôme	Dose de glucose (g)	Volume du flacon (ml)	Unité de commande (UC)
<b>TOPSTAROR50</b>	Orange	50	200	30
<b>TOPSTAROR75</b>		75		
<b>TOPSTAROR100</b>		100		
<b>TOPSTARCIT50</b>	Citron	50	200	30
<b>TOPSTARCIT75</b>		75		
<b>TOPSTARCIT100</b>		100		
<b>TOPSTARCOLA50</b>	Cola	50	200	30
<b>TOPSTARCOLA75</b>		75		
<b>TOPSTARCOLA100</b>		100		

labelians.fr



01 64 45 42 42



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID