

# RECUEIL DES URINES DE 24H

Instructions d'utilisation  
du flacon avec prise  
sous-vide

## Notice pour le patient

**RECUEILLIR VOS URINES PENDANT 24H**

Comment faire ?

Scannez le QR code pour découvrir la notice



◆ Débutez votre recueil 24 heures

- Au réveil, videz la totalité de la vessie dans les toilettes
- Notez l'heure du début du recueil



◆ Pendant 24 heures

Vous allez recueillir dans le flacon la totalité de vos urines, du jour et de la nuit, ainsi que les premières urines du lendemain au réveil.

Entre chaque recueil, conservez le flacon au réfrigérateur si le laboratoire vous en a donné l'instruction.



Urinez dans le flacon par la grande ouverture

Ne dévissez pas le petit bouchon

APPORTEZ VOTRE FLACON RAPIDEMENT AU LABORATOIRE APRÈS AVOIR FINI LE RECUEIL DE 24H



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID

## Procédure pour le laboratoire

1

Agiter doucement le flacon afin d'homogénéiser le contenu.



2

Soulever partiellement l'étiquette protectrice du petit bouchon (Ne pas l'enlever complètement)



3

Insérer le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante.

Maintenir le tube en position jusqu'à son remplissage complet.



4

Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice

