

## FICHE TECHNIQUE

**3207800500-P**

Rouge thiazine en solution concentrée RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 002146

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:37



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3207800500-P

### Désignation

Rouge thiazine en solution concentrée RAL Diagnostics, 500ml

### Application

- Bactériologie : utilisé comme contre-colorant dans le kit Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier

## FICHE TECHNIQUE

**3207800500-P**

Rouge thiazine en solution concentrée RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 002146

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:37

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 6**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	500ml
<b>Aspect</b>	Solution rouge limpide
<b>Composition</b>	- Rouge thiazine : < 1% - Carbonate de sodium : < 1%
<b>pH</b>	11-11,5
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
<b>Conditions de stockage</b>	Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

**3207800500-P**

Rouge thiazine en solution concentrée RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 002146

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:37

**Nom du fabricant**

Réactifs RAL - PDS

**Référence du fabricant**

320780-0500

**Pays d'origine**

FRANCE