

FICHE TECHNIQUE

BTSLs

Cape coiffante vissante sans joint en polypropylène pour tube sérologique de 2ml

CODE ARTICLE : 003616

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:29:17



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BTSLs

Désignation

Cape coiffante vissante sans joint en polypropylène pour tube sérologique de 2ml

Application

- Manipulation
- Stockage
- Transport d'échantillons

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -

FICHE TECHNIQUE

BTSLs

Cape coiffante vissante sans joint en polypropylène pour tube sérologique de 2ml

CODE ARTICLE : 003616

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:29:17

Conditionnement

Classe A

Carton (nombre de pièces)

8000

Minimum de vente (nombre de pièces)

1000

Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Couleur	Naturel
Niveau de stérilité	Non stérile
Hauteur (en mm)	8,5
Diamètre (en mm)	10,0
Température d'utilisation mini (en °C)	-190
Température d'utilisation maxi (en °C)	121
Autoclavable	Oui
Type de cape, si concerné	A vis

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

SIMPORT SCIENTIFIC

FICHE TECHNIQUE

BTSLs

Cape coiffante vissante sans joint en polypropylène pour tube sérologique de 2ml

CODE ARTICLE : 003616

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:29:17

Référence du fabricant

T501N

Pays d'origine

CANADA