

## FICHE TECHNIQUE

**361850000**

Kit HistoPerls pour la mise en évidence de l'hémosidérine RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 004484

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:11:51



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

361850000

### Désignation

Kit HistoPerls pour la mise en évidence de l'hémosidérine RAL Diagnostics

### Application

- Histo-cytologie : mise en évidence des sels ferriques appelés hémosidérine (pigment pathologique retrouvé au niveau du foie, des ganglions et de la moelle)- Coloration au bleu de Prusse

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -

## FICHE TECHNIQUE

**361850000**

Kit HistoPerls pour la mise en évidence de l'hémosidérine RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 004484

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:11:51

### Conditionnement

Classe A

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	Kit
<b>Composition</b>	- Tampon acide et ferrocyanure de potassium 10x5ml - Rouge nucléaire en solution 1x100ml
<b>Nombre de tests</b>	50 lames
<b>MPUP</b>	Non

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	Réactifs RAL - PDS
<b>Référence du fabricant</b>	361850-0000
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE

## FICHE TECHNIQUE

**361850000**

Kit HistoPerls pour la mise en évidence de l'hémosidérine RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 004484

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:11:51