

FICHE TECHNIQUE

F164580

Seringue Repet Tip Gilson® pour Repetman 50ml

CODE ARTICLE : 010612

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:52:53




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

F164580

Désignation

Seringue Repet Tip Gilson® pour Repetman 50ml

Application

- Idéal pour les échantillons difficiles : liquides visqueux, denses, volatils, radioactifs, corrosifs, infectieux ou potentiellement dangereux
- Parfait pour l'aliquotage

FICHE TECHNIQUE

F164580

Seringue Repet Tip Gilson® pour Repetman 50ml

CODE ARTICLE : 010612

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:52:53

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 25

Minimum de vente (nombre de pièces) 25

Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Stérilité	Non stérile
Capacité (en ml)	50,000
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Non contrôlé
Niveau de DNase	Non contrôlé
Niveau d'ARN	Non contrôlé
Niveau d'ADN humain	Non contrôlé
Niveau d'ATP	Non contrôlé
Compatibilité	Repetman®
Autres caractéristiques	Corps en polypropylène Piston en LCP (Liquid Cristal Polymere)

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

F164580

Seringue Repet Tip Gilson® pour Repetman 50ml

CODE ARTICLE : 010612

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:52:53

Nom du fabricant

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

Référence du fabricant

F164580

Pays d'origine

ALLEMAGNE