

FICHE TECHNIQUE

3207900500-P

Solution phéniquée RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 011601

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:06:05

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3207900500-P

Désignation

Solution phéniquée RAL Diagnostics, 500ml

Application

- Bactériologie : utilisée dans le kit Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Solution incolore limpide
Composition	Phénol : < 1%
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité- Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
Conditions de stockage	Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

FICHE TECHNIQUE

3207900500-P

Solution phéniquée RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 011601

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:06:05

Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	Réactifs RAL - PDS
Référence du fabricant	320790-0500
Pays d'origine	FRANCE