

FICHE TECHNIQUE

3692000500-P

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 011602

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:53



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3692000500-P

Désignation

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 500ml

Application

- Histo-cytologie : utilisé comme colorant électif du collagène dans la coloration par l'Hémalun-Eosine-Safran ou par l'Hémalun-Phloxine-Safran pour la coloration trichromique de routine des coupes histologiques
- Mycologie : utilisé dans la coloration P.A.S. pour la mise en

FICHE TECHNIQUE

3692000500-P

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 011602

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:53

Réglementation

évidence des structures pariétales des éléments fongiques, mycéliens et levuriformes sur frottis (squames cutanées, cellules de l'oropharynx, de l'oesophage, liquide de lavage broncho-alvéolaire) et de certains protozoaires

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

| | |
|-------------------------------|--|
| Emballage | 500ml |
| Aspect | Solution orange limpide |
| Odeur | Alcool |
| Composition | - Éthanol : > 95% - Safran : < 5% |
| MPUP | Non |
| Manipulation | - Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail |
| Conditions de stockage | - Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de la chaleur |

Traçabilité

| | |
|--|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Oui |
| Durée de vie (en mois) | 12 |

FICHE TECHNIQUE

3692000500-P

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 011602

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:04:53

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant

369200-0500

Pays d'origine

FRANCE