

FICHE TECHNIQUE

3625300500-P

Solution phéniquée pour auramine Fluo-RAL, 500ml

CODE ARTICLE : 012249

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:41



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3625300500-P

Désignation

Solution phéniquée pour auramine Fluo-RAL, 500ml

Application

- Bactériologie : utilisée dans le kit Fluo-RAL pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier

FICHE TECHNIQUE

3625300500-P

Solution phéniquée pour auramine Fluo-RAL, 500ml

CODE ARTICLE : 012249

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:41

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Solution incolore limpide
Odeur	Inodore
Composition	Phénol : environ 6%
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Eviter toute exposition inutile- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux danger pour la santé- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité- Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail- Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none">- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation- Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé- Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

3625300500-P

Solution phéniquée pour auramine Fluo-RAL, 500ml

CODE ARTICLE : 012249

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:41

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant

362530-0500

Pays d'origine

FRANCE