

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX10REC

Cône Finntip™ Flex 10µl en recharge de 20 plateaux de 96

CODE ARTICLE : 012521

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:45:01



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FINFLEX10REC

Désignation

Cône Finntip™ Flex 10µl en recharge de 20 plateaux de 96

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX10REC

Cône Finntip™ Flex 10µl en recharge de 20 plateaux de 96

CODE ARTICLE : 012521

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:45:01

Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 1920

Descriptif du produit

Capacité mini (en µl)	0,1
Capacité maxi (en µl)	10
Longueur (en mm)	33,00
Version	Sans filtre
Matière du cône	Polypropylène "high grade"
Niveau de stérilité	Non stérile
Code	T13
Forme de la pointe	Pointe coupée droite
Type de collerette	Labsystems
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Non contrôlé
Niveau de DNase	Non contrôlé
Niveau d'ADN humain	Non contrôlé
Niveau d'ATP	Non contrôlé
Autoclavable	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX10REC

Cône Finntip™ Flex 10µl en recharge de 20 plateaux de 96

CODE ARTICLE : 012521

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:45:01

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

THERMO ELECTRON LED SAS

Référence du fabricant

94060117

Pays d'origine

FINLANDE