

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX1200V

Cône Finntip™ Flex 1200µl en vrac

CODE ARTICLE : 012540

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:44:30



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FINFLEX1200V

Désignation

Cône Finntip™ Flex 1200µl en vrac

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX1200V

Cône Finntip™ Flex 1200µl en vrac

CODE ARTICLE : 012540

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:44:30

Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 1000

Descriptif du produit

Capacité mini (en µl)	50,0
Capacité maxi (en µl)	1200
Longueur (en mm)	87,00
Version	Sans filtre
Matière du cône	Polypropylène "high grade"
Présentation	Vrac en carton
Niveau de stérilité	Non stérile
Code	T10
Forme de la pointe	Pointe coupée droite
Type de collerette	Labsystems
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Non contrôlé
Niveau de DNase	Non contrôlé
Niveau d'ADN humain	Non contrôlé
Niveau d'ATP	Non contrôlé
Autoclavable	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

FICHE TECHNIQUE

FINFLEX1200V

Cône Finntip™ Flex 1200μl en vrac

CODE ARTICLE : 012540

DATE D'EDITION : 25/05/2022 10:44:30

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

THERMO ELECTRON LED SAS

Référence du fabricant

94060820

Pays d'origine

FINLANDE