

FICHE TECHNIQUE

FP150SG

Flacon 150ml en matière styrénique transparente cape à vis d'intégrité rouge stérile

CODE ARTICLE : 012679

DATE D'EDITION : 20/12/2019 14:00:36



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FP150SG

Désignation

Flacon 150ml en matière styrénique transparente cape à vis d'intégrité rouge stérile

Application

- Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de

FICHE TECHNIQUE

FP150SG

Flacon 150ml en matière styrénique transparente cape à vis d'intégrité rouge stérile

CODE ARTICLE : 012679

DATE D'EDITION : 20/12/2019 14:00:36

Conditionnement

diagnostic in vitro

Carton (nombre de pièces) 200

Minimum de vente (nombre de pièces) 200

Descriptif du produit

Matière du flacon	Matière styrénique
Matière de la cape	Polyéthylène
Couleur du flacon	Transparent
Flacon + cape assemblés	Oui
Type de cape	A vis
Fermeture	Avec bague témoin d'intégrité
Couleur de la cape	Rouge
Forme du flacon	Rond
Volume total (en ml)	150
Volume utile (en ml)	120
Diamètre extérieur du corps (en mm)	60,0
Diamètre extérieur corps+cape (en mm)	66,5
Hauteur avec cape (en mm)	70,0
Graduation	Non
Etiquette	Non
Niveau de stérilité	Stérile
Sous-conditionnement	Sachet de 50
Emballage	Vrac
Usage unique	Oui
Usage	Diagnostic In Vitro
Température d'utilisation mini (en °C)	-40
Température d'utilisation maxi (en °C)	65
Conditions de stockage	- Température comprise entre 0 et +50 °C

FICHE TECHNIQUE

FP150SG

Flacon 150ml en matière styrénique transparente cape à vis d'intégrité rouge stérile

CODE ARTICLE : 012679

DATE D'EDITION : 20/12/2019 14:00:36

Autres caractéristiques

- Environnement non humide
- Vissage rapide, 1 tour maximum
- Afin d'assurer l'étanchéité, la cape doit être vissée droite et à fond
- Stérile par irradiation :
Dose = 25 kilogray minimum
SAL : 10-6
- Recommandation : analyse bactériologique qualitative et quantitative
- Etiquette sur chaque sachet : stérile à l'intérieur du flacon tant que la cape n'a pas été dévissée

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE
Référence du fabricant	FP150SG
Pays d'origine	FRANCE