

FICHE TECHNIQUE

BIOMP96

Biomousse absorbante pelliculée pour calage Megabox GM 96 tubes 5-7ml (CAGMB96/..)

CODE ARTICLE : 012738

DATE D'EDITION : 04/09/2018 14:50:03




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BIOMP96

Désignation

Biomousse absorbante pelliculée pour calage Megabox GM 96 tubes 5-7ml (CAGMB96/..)

Application

- Transport d'échantillons biologiques

FICHE TECHNIQUE

BIOMP96

Biomousse absorbante pelliculée pour calage Megabox GM 96 tubes 5-7ml (CAGMB96/..)

CODE ARTICLE : 012738

DATE D'EDITION : 04/09/2018 14:50:03

Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 10

Descriptif du produit

Type de contenant transporté	Tube à prélèvement sanguin
Capacité en nombre de contenants	96 tubes de 5/7ml
Autres caractéristiques	Matière : résine densité 8-11 kg/m ³ associée à une mousse de couleur gris clair avec pelliculage blanc
Largeur (en mm)	150
Profondeur (en mm)	230
Hauteur (en mm)	39

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	SODIBOX
Référence du fournisseur	A05673
Pays d'origine	FRANCE

FICHE TECHNIQUE

BIOMP96

Biomousse absorbante pelliculée pour calage Megabox GM 96 tubes 5-7ml (CAGMB96/..)

CODE ARTICLE : 012738

DATE D'EDITION : 04/09/2018 14:50:03