

FICHE TECHNIQUE

SS02LE1

Seringue Terumo® 3 pièces 2,5ml embout luer lock centré

CODE ARTICLE: 013039

DATE D'EDITION: 30/01/2018 15:10:37



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

Désignation

Application

Réglementation

Conditionnement

SS02LE1

Seringue Terumo® 3 pièces 2,5ml embout luer lock centré

- Injection ou prélèvement

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 2400

Minimum de vente (nombre de pièces) 100



FICHE TECHNIQUE

SS02LE1

Seringue Terumo® 3 pièces 2,5ml embout luer lock centré

CODE ARTICLE: 013039

DATE D'EDITION: 30/01/2018 15:10:37

Descriptif du produit

Version Sans aiguille Centré Luer Lock Matière - Corps et piston : polypropylène - Joint : élastomère thermoplastique Volume (en ml) 2,5
Luer Lock - Corps et piston : polypropylène - Joint : élastomère thermoplastique Volume (en ml) 2,5
Matière - Corps et piston : polypropylène - Joint : élastomère thermoplastique Volume (en ml) 2,5
- Joint : élastomère thermoplastique Volume (en ml) 2,5
Volume (en ml) 2,5
C.Y.
Capacité graduation (en ml) 2,5
Niveau de stérilité Stérile - Irradiation
A usage unique Oui
Durée de vie (en mois) 60
Présence de latex Non
Autres caractéristiques - Apyrogène
- Impression noire ou bleue
- L'intérieur du corps de la seringue et le joint sont siliconés

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant TERUMO ou du fournisseur

Référence du fournisseur SS*02LE1



CODE ARTICLE: 013039

FICHE TECHNIQUE

SS02LE1

Seringue Terumo® 3 pièces 2,5ml embout luer lock centré

DATE D'EDITION: 30/01/2018 15:10:37

Pays d'origine **JAPON** In Landing the Land of the Lan