

FICHE TECHNIQUE

3801540E

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 015309

DATE D'EDITION : 22/11/2018 16:00:02

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3801540E

Désignation

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 5L

Application

- Coloration biologique

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	5L
Aspect	Liquide rouge cerise foncé
Odeur	Douce odeur de vinaigre
Composition	- Éthylène-glycol : < 30% - Acide acétique : < 2% - Sulfate d'aluminium : < 2%
pH	2,4-3
MPUP	Non
Manipulation	- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements - Éviter d'inhaler les vapeurs et les brumes - Utiliser uniquement lorsque la ventilation est suffisante - Laver complètement après la manipulation - Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau - Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés

FICHE TECHNIQUE

3801540E

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 015309

DATE D'EDITION : 22/11/2018 16:00:02

Conditions de stockage

- Protéger les contenants contre les dommages physiques
- Entreposer dans un endroit frais
- Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés
- Entreposer à l'écart des comburants et autres matériaux incompatibles

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	LEICA MICROSYSTEMS
Référence du fournisseur	3801540E
Pays d'origine	ETATS-UNIS