

FICHE TECHNIQUE

3801541E

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 2,5L

CODE ARTICLE : 015310

DATE D'EDITION : 22/11/2018 16:00:11

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3801541E

Désignation

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 2,5L

Application

- Coloration biologique

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	2,5L
Aspect	Liquide rouge cerise foncé
Odeur	Douce odeur de vinaigre
Composition	- Éthylène-glycol : < 30% - Acide acétique : < 2% - Sulfate d'aluminium : < 2%
pH	2,4-3
MPUP	Non
Manipulation	- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements - Éviter d'inhaler les vapeurs et les brumes - Utiliser uniquement lorsque la ventilation est suffisante - Laver complètement après la manipulation - Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau - Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés

FICHE TECHNIQUE

3801541E

Hématoxyline de GILL III Surgipath®, bidon de 2,5L

CODE ARTICLE : 015310

DATE D'EDITION : 22/11/2018 16:00:11

Conditions de stockage

- Protéger les contenants contre les dommages physiques
- Entreposer dans un endroit frais
- Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés
- Entreposer à l'écart des combustibles et autres matériaux incompatibles

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

LEICA MICROSYSTEMS

Référence du fournisseur

3801541E

Pays d'origine

ETATS-UNIS