

FICHE TECHNIQUE

3801560BBE

Hématoxyline de Harris Surgipath®, cubitainer de 5L

CODE ARTICLE : 015312

DATE D'EDITION : 23/11/2018 14:40:02



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3801560BBE

Désignation

Hématoxyline de Harris Surgipath®, cubitainer de 5L

Application

- Coloration dans les applications biologiques

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	5L
Aspect	Liquide violet foncé
Odeur	Alcool
Composition	Éthanol : < 10%
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Éviter le contact avec les yeux et la peau- Éviter de respirer les vapeurs- Utiliser uniquement dans un local bien ventilé- Se laver soigneusement après manipulation- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation- Tenir le produit à l'écart de la chaleur, des étincelles et de toute autre source de combustion- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none">- Tenir le produit à l'écart de la chaleur, des étincelles et de toute autre source de combustion

FICHE TECHNIQUE

3801560BBE

Hématoxyline de Harris Surgipath®, cubitainer de 5L

CODE ARTICLE : 015312

DATE D'EDITION : 23/11/2018 14:40:02

- Protéger les récipients de toute dégradation physique
- Stocker dans un endroit frais
- Tenir éloigné de la chaleur intense et des flammes nues
- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé
- Entreposer à l'écart des agents oxydants
- Ne pas découper, souder, braser, etc., sur ou à proximité de récipients vides
- Respecter toutes les précautions de la fiche de données de sécurité sur la manipulation des récipients vides

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	LEICA MICROSYSTEMS
Référence du fournisseur	3801560BBE
Pays d'origine	ETATS-UNIS