

FICHE TECHNIQUE

EAUS1LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguettant, 1L

CODE ARTICLE : 016107

DATE D'EDITION : 07/09/2018 15:20:18



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

EAUS1LOTEC

Désignation

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguettant, 1L

Application

- Rinçage des instruments, des matériels stériles et d'instruments thermosensibles
- Nettoyage des salles blanches
- Préparation des solutions de lavage des automates
- Réalisation des solutions tampon nécessitant une eau stérile et apyrogène

FICHE TECHNIQUE

EAUS1LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguettant, 1L

CODE ARTICLE : 016107

DATE D'EDITION : 07/09/2018 15:20:18

Conditionnement

- Matière première pour fabrication de médicaments

Carton (nombre de pièces) 10

Minimum de vente (nombre de pièces) 10

Descriptif du produit

N° de CAS	7732-18-5
Emballage	1L
Aspect	Limpide et incolore
Odeur	Inodore
MPUP	Non
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">- Conforme à la monographie eau purifiée conditionnée en récipient de la Pharmacopée Européenne en vigueur- Conforme à la monographie «sterile purified water» de la Pharmacopée Américaine en vigueur- Conforme à la norme NF EN ISO 3696 type 3- Corps en polypropylène conforme à la Pharmacopée Européenne
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée- Vérifier l'intégrité du flacon avant utilisation- Ne pas utiliser si le bidon fuit- Ne pas utiliser si l'aspect de la solution n'est pas limpide et incolore
Température de stockage	Température ambiante

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

FICHE TECHNIQUE

EAUS1LOTEC

Eau purifiée stérile apyrogène Otec® Aguettant, 1L

CODE ARTICLE : 016107

DATE D'EDITION : 07/09/2018 15:20:18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

AGUETTANT

Référence du fournisseur

600500

Pays d'origine

FRANCE