

## FICHE TECHNIQUE

## CYTOFUNSKCH

Cytofunnel pour cyto centrifugeuse Cyto-Tek® Sakura

CODE ARTICLE : 016149

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:51:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

CYTOFUNSKCH

### Désignation

Cytofunnel pour cyto centrifugeuse Cyto-Tek® Sakura

### Application

- Cyto centrifugation d'échantillons liquides

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

## FICHE TECHNIQUE

## CYTOFUNSKCH

Cytofunnel pour cyto centrifugeuse Cyto-Tek® Sakura

CODE ARTICLE : 016149

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:51:02

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	200
Minimum de vente (nombre de pièces)	200

### Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Compatible avec les cyto centrifugeuses	Cyto-Tek® Sakura
Avec filtre	Non
Couleur du filtre	Blanc
Avec bouchon	Non
Avec clip de fixation	Non
Nombre de spot(s)	1
Volume maximum d'échantillon (en ml)	1,0

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	SIMPORT SCIENTIFIC
Référence du fabricant	M963-1

## FICHE TECHNIQUE

## CYTOFUNSKCH

Cytofunnel pour cyto centrifugeuse Cyto-Tek® Sakura

CODE ARTICLE : 016149

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:51:02

**Pays d'origine**

CANADA