

FICHE TECHNIQUE

BOUSELENITE

Bouillon de sélection et d'enrichissement SELENITE Broth 2ml pour *Salmonella enterica* spp. et *Shigella sonnei*

CODE ARTICLE : 016958

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:19:35



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BOUSELENITE

Désignation

Bouillon de sélection et d'enrichissement SELENITE Broth 2ml pour *Salmonella enterica* spp. et *Shigella sonnei*

Application

- Sélection et enrichissement de *Salmonella enterica* spp. et *Shigella sonnei*

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -

FICHE TECHNIQUE

BOUSELENITE

Bouillon de sélection et d'enrichissement SELENITE Broth 2ml pour Salmonella enterica spp. et Shigella sonnei

CODE ARTICLE : 016958

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:19:35

Conditionnement

Classe A

Carton (nombre de pièces) 300

Minimum de vente (nombre de pièces) 300

Descriptif du produit

Type de milieu	LBM
Nom du milieu	Bouillon Sélénite
Etat du milieu	Liquide
Volume de milieu (en ml)	2,0
Composition du milieu	- Peptone - Lactose - Sélénite de sodium - Phosphate de sodium
Couleur du bouchon	Blanc
Niveau de stérilité	Stérile
Autres caractéristiques	Sélection des germes : - Salmonella enterica spp - Shigella sonnei

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

BOUSELENITE

Bouillon de sélection et d'enrichissement SELENITE Broth 2ml pour *Salmonella enterica* spp. et *Shigella sonnei*

CODE ARTICLE : 016958

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:19:35

Nom du fabricant

COPAN ITALIA S.p.A.

Référence du fabricant

475CE

Pays d'origine

ITALIE