

## FICHE TECHNIQUE

## ECLIPSE1000FRSK

Cône à filtre ZAP™ Slik™ 1000µl en recharge Eclipse™ stérile de 8x96

CODE ARTICLE : 017674

DATE D'EDITION : 16/05/2018 10:30:18



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

ECLIPSE1000FRSK

### Désignation

Cône à filtre ZAP™ Slik™ 1000µl en recharge Eclipse™ stérile de 8x96

### Application

- Manipulation des liquides
- Biologie moléculaire

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de

## FICHE TECHNIQUE

## ECLIPSE1000FRSK

Cône à filtre ZAP™ Slik™ 1000µl en recharge Eclipse™ stérile de 8x96

CODE ARTICLE : 017674

DATE D'EDITION : 16/05/2018 10:30:18

### Conditionnement

diagnostic in vitro

**Carton (nombre de pièces)** 2304

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 768

### Descriptif du produit

Capacité mini (en µl)	100,0
Capacité maxi (en µl)	1000
Low Retention	Oui
Version	A filtre
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Autoclavable	Oui
Matière du cône	Polypropylène vierge
Matière du filtre	Polyéthylène haute densité
Présentation	Recharge
Longueur (en mm)	88,90
Forme de la pointe	Pointe coupée droite
Type de collerette	Universel
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxine	<0,05EU/ml
Niveau de RNase	Exempt
Niveau de DNase	Exempt
Niveau d'ADN humain	Exempt
Niveau d'ATP	Exempt
Autres caractéristiques	- ZAP™ *Zero Aerosol Pipeting* - Porosité du filtre : 10 à 12µm

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

## FICHE TECHNIQUE

## ECLIPSE1000FRSK

Cône à filtre ZAP™ Slik™ 1000µl en recharge Eclipse™ stérile de 8x96

CODE ARTICLE : 017674

DATE D'EDITION : 16/05/2018 10:30:18

**Durée de vie (en mois)** 36

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

LABCON, NORTH AMERICA

**Référence du fournisseur**

1177-225-000

**Pays d'origine**

ETATS-UNIS