

FICHE TECHNIQUE

MISIL25R

Sparadrap Micropore™ Silicone 3M™ en non-tissé 5mx2,5cm

CODE ARTICLE : 017829

DATE D'EDITION : 13/10/2021 15:10:11



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MISIL25R

Désignation

Sparadrap Micropore™ Silicone 3M™ en non-tissé 5mx2,5cm

Application

- Fixation de pansements, sondes, tubulures sur :
- Peau fragile : visage, bébés, personnes âgées
- Peau fragilisée : corticothérapie, radiothérapie, fixations répétées ou prolongées dans le temps (prises de sang, plaies chroniques)
- Peau intolérante aux autres adhésifs

FICHE TECHNIQUE

MISIL25R

Sparadrap Micropore™ Silicone 3M™ en non-tissé 5mx2,5cm

CODE ARTICLE : 017829

DATE D'EDITION : 13/10/2021 15:10:11

Réglementation

- Intubations légères non critiques
- Maintien de dispositifs sur la peau

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 120

Minimum de vente (nombre de pièces) 12

Descriptif du produit

Matière	Non tissé
Grammage (en g/m²)	90 à 110
Composition	- Support : fibres de rayonne et polyester, avec liant en résine acrylique - Adhésif : gel silicone - Film barrière : film polyester - Agent d'enduction : polymère silicone
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Longueur (en m)	5,00
Largeur (en cm)	2,50
Usage unique	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

FICHE TECHNIQUE

MISIL25R

Sparadrap Micropore™ Silicone 3M™ en non-tissé 5mx2,5cm

CODE ARTICLE : 017829

DATE D'EDITION : 13/10/2021 15:10:11

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

3M FRANCE

Référence du fabricant

MISIL525

Pays d'origine

ALLEMAGNE