

FICHE TECHNIQUE

BASE1L

Base adhésive repositionnable pour collecteurs Sharpsafe® 1L

CODE ARTICLE : 018814

DATE D'EDITION : 16/04/2021 14:20:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BASE1L

Désignation

Base adhésive repositionnable pour collecteurs Sharpsafe® 1L

Application

Stabilisation des collecteurs Sharpsafe® sur les chariots de soins et les tables de préparation

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

52

FICHE TECHNIQUE

BASE1L

Base adhésive repositionnable pour collecteurs Sharpsafe® 1L

CODE ARTICLE : 018814

DATE D'EDITION : 16/04/2021 14:20:03

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Couleur	Blanc
Dimensions (en mm)	102x93x30
Fixation par	Adhésif repositionnable
Compatible avec	Les collecteurs Sharpsafe® 1L
Autoclavable	Oui
Autres caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none">- Bases adhésives repositionnables pour collecteurs Sharpsafe® 1L équipées de deux bandes de colle pour fixation sur paillasse, chariot...- Couleur blanche- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	HOSPIDEX France
Référence du fabricant	SHA-42530001
Pays d'origine	BELGIQUE

FICHE TECHNIQUE

BASE1L

Base adhésive repositionnable pour collecteurs SharpSafe® 1L

CODE ARTICLE : 018814

DATE D'EDITION : 16/04/2021 14:20:03

