

## FICHE TECHNIQUE

## EUK100XF

Liquide de montage Eukitt Neo

CODE ARTICLE : 018850

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:40:11

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

EUK100XF

### Désignation

Liquide de montage Eukitt Neo

### Application

- Baume d'inclusion rapide pour préparations histologiques

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 25

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	100ml
<b>Aspect</b>	Liquide jaune clair
<b>Odeur</b>	Fruitée
<b>Composition</b>	- (R)-p-mentha-1,8-diène : 50-100% - Méthacrylate de méthyle : < 1% - Méthacrylate de butyle : < 1%
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail - Eviter la formation d'aérosols - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques
<b>Conditions de stockage</b>	- Ne pas conserver avec les agents d'oxydation - Tenir les emballages hermétiquement fermés

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## FICHE TECHNIQUE

**EUK100XF**

Liquide de montage Eukitt Neo

CODE ARTICLE : 018850

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:40:11

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

ORSATEC GMBH

**Référence du fournisseur**

6.00.01.0003.04.01.02

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE