

## FICHE TECHNIQUE

**3692001000**

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 019777

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:05:00



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3692001000

### Désignation

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 1L

### Application

- Histo-cytologie : utilisé comme colorant électif du collagène dans la coloration par l'Hémalum-Eosine-Safran ou par l'Hémalum-Phloxine-Safran pour la coloration trichromique de routine des coupes histologiques
- Mycologie : utilisé dans la coloration P.A.S. pour la mise en

## FICHE TECHNIQUE

**3692001000**

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 019777

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:05:00

### Réglementation

évidence des structures pariétales des éléments fongiques, mycéliens et levuriformes sur frottis (squames cutanées, cellules de l'oropharynx, de l'oesophage, liquide de lavage broncho-alvéolaire) et de certains protozoaires

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	1L
<b>Aspect</b>	Solution orange limpide
<b>Odeur</b>	Alcool
<b>Composition</b>	- Éthanol : > 95% - Safran : < 5%
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
<b>Conditions de stockage</b>	- Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de la chaleur

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	12

## FICHE TECHNIQUE

**3692001000**

Safran en solution alcoolique RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 019777

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:05:00

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant**

Réactifs RAL - PDS

**Référence du fabricant**

369200-1000

**Pays d'origine**

FRANCE