

FICHE TECHNIQUE

INCUBCLEAN

Désinfectant pour incubateur Incubator-Clean™, spray de 500ml

CODE ARTICLE : 019958

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:10:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

INCUBCLEAN

Désignation

Désinfectant pour incubateur Incubator-Clean™, spray de 500ml

Application

Désinfection des incubateurs

FICHE TECHNIQUE

INCUBCLEAN

Désinfectant pour incubateur Incubator-Clean™, spray de 500ml

CODE ARTICLE : 019958

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:10:03

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Capacité (en ml)	500
Consignes	Conserver à température ambiante
Conseils d'utilisation	Utiliser en pulvérisation sur l'incubateur toutes les deux semaines
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">- Agit sur les champignons, les moisissures, les bactéries, les mycoplasmes et les virus (y compris HIV et Hépatite B)- Le temps de réaction correspond au temps de séchage- Compatible avec les surfaces en aluminium, acier inox, fer blanc, chrome, cuivre, polycarbonate

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	PANREAC QUIMICA SA - PDS
Référence du fabricant	A5230.0500
Pays d'origine	ALLEMAGNE

FICHE TECHNIQUE

INCUBCLEAN

Désinfectant pour incubateur Incubator-Clean™, spray de 500ml

CODE ARTICLE : 019958

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:10:03