

FICHE TECHNIQUE

C1000LREPTREC

Cône Eppendorf epT.I.P.S. Low Retention 1000µl en recharge

CODE ARTICLE : 020380

DATE D'EDITION : 25/02/2019 08:40:13



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

C1000LREPTREC

Désignation

Cône Eppendorf epT.I.P.S. Low Retention 1000µl en recharge

Application

- Manipulation des liquides- Détergents types pour électrophorèse sur gel (par exemple, marqueurs d'ADN préfabriqués) : SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS

FICHE TECHNIQUE

C1000LREPTREC

Cône Eppendorf epT.I.P.S. Low Retention 1000µl en recharge

CODE ARTICLE : 020380

DATE D'EDITION : 25/02/2019 08:40:13

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 960

Minimum de vente (nombre de pièces) 960

Descriptif du produit

Capacité mini (en µl)	50,0
Capacité maxi (en µl)	1000
Longueur (en mm)	71,00
Gradué	Oui
Low Retention	Oui
Version	Sans filtre
Niveau de stérilité	Non stérile
Présentation	Recharge
Matière	Polypropylène
Autoclavable	Oui
Forme de la pointe	Pointe coupée droite
Type de collerette	Eppendorf
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Exempt
Niveau de DNase	Exempt
Niveau d'ADN humain	Exempt
Niveau d'ATP	Exempt

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

FICHE TECHNIQUE

C1000LREPTREC

Cône Eppendorf epT.I.P.S. Low Retention 1000µl en recharge

CODE ARTICLE : 020380

DATE D'EDITION : 25/02/2019 08:40:13

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

EPPENDORF FRANCE

Référence du fournisseur

0030072073

Pays d'origine

ALLEMAGNE