

FICHE TECHNIQUE

INC UWATER100

Désinfectant pour incubateur à CO2 Incuwater-Clean™, flacon de 100ml

CODE ARTICLE : 020973

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:20:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

INC UWATER100

Désignation

Désinfectant pour incubateur à CO2 Incuwater-Clean™, flacon de 100ml

Application

Désinfection des incubateurs à CO2

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

6

FICHE TECHNIQUE

INCUWATER100

Désinfectant pour incubateur à CO2 Incuwater-Clean™, flacon de 100ml

CODE ARTICLE : 020973

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:20:03

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Capacité (en ml)	100
Consignes	Conserver à une température comprise entre 2 et 8°C
Conseils d'utilisation	Remplacer l'eau du bac de l'incubateur à CO2 toutes les 2 à 4 semaines par de l'eau stérile, et ajouter 10ml d'Incuwater-Clean™ par litre d'eau.
Autres caractéristiques	Solution concentrée 100x

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	PANREAC QUIMICA SA - PDS
Référence du fabricant	A5219,0100
Pays d'origine	ALLEMAGNE