

## FICHE TECHNIQUE

## EFTPNASO

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon prélèvement nasopharyngé en sachet unitaire stérile sécable 100mm

CODE ARTICLE : 021344

DATE D'EDITION : 17/02/2020 09:00:08



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

EFTPNASO

### Désignation

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon prélèvement nasopharyngé en sachet unitaire stérile sécable 100mm

### Application

- Prélèvements microbiologiques

## FICHE TECHNIQUE

## EFTPNASO

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon prélèvement nasopharyngé en sachet unitaire stérile sécable 100mm

CODE ARTICLE : 021344

DATE D'EDITION : 17/02/2020 09:00:08

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1000

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

### Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	100mm
Matière de l'embout	Nylon
Type de l'embout	Nasopharyngé flexible
Site de prélèvement	Nasopharynx
Durée maximum de transport	5h
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Sachet pelable unitaire
Sous-conditionnement	Boîte de 100
Autres caractéristiques	- Stérilisation par Oxyde d'Ethylène - Température de stockage : 2-30°C

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

## FICHE TECHNIQUE

## EFTPNASO

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon prélèvement nasopharyngé en sachet unitaire stérile sécable 100mm

CODE ARTICLE : 021344

DATE D'EDITION : 17/02/2020 09:00:08

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

COPAN ITALIA S.p.A.

**Référence du fabricant**

503CS01

**Pays d'origine**

ITALIE