

FICHE TECHNIQUE

EFTP AUTOP

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 021416

DATE D'EDITION : 06/05/2020 11:40:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

EFTP AUTOP

Désignation

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

Application

- Prélèvements microbiologiques

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la

FICHE TECHNIQUE

EFTPAUTOP

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 021416

DATE D'EDITION : 06/05/2020 11:40:04

Conditionnement

2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 600

Minimum de vente (nombre de pièces) 600

Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	Non
Matière de l'embout	Nylon
Site de prélèvement	Vagin
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	148,5
Couleur du bouchon	Rose
Microorganismes recherchés (culture)	HPV
Technique d'analyse	Biologie moléculaire
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Tube plastique unitaire
Autres caractéristiques	- Stérilisation par Oxyde d'Ethylène - Température de stockage : 2-30°C

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

EFTPAUTOP

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 021416

DATE D'EDITION : 06/05/2020 11:40:04

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

COPAN ITALIA S.p.A.

Référence du fabricant

5E046S

Pays d'origine

ITALIE