

FICHE TECHNIQUE

ROLLB175400

Sac pour prélèvement RollBag® 175x400mm stérile

CODE ARTICLE : 022321

DATE D'EDITION : 24/06/2021 11:51:46



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

ROLLB175400

Désignation

Sac pour prélèvement RollBag® 175x400mm stérile

Application

Collecte, transport et analyse d'échantillons du lieu de prélèvement jusqu'au laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 500

FICHE TECHNIQUE

ROLLB175400

Sac pour prélèvement RollBag® 175x400mm stérile

CODE ARTICLE : 022321

DATE D'EDITION : 24/06/2021 11:51:46

Minimum de vente (nombre de pièces) 500

Descriptif du produit

| | |
|---|---|
| Type | Prélèvement |
| Matière | PolySilk® PEHD |
| Volume maximal (en ml) | 1800 |
| Volume maximal de malaxage (en ml) | 650 |
| Volume optimal de malaxage (en ml) | 50-400 |
| Dimensions : hauteur (en mm) | 400 |
| Dimensions : largeur (en mm) | 175 |
| Dimensions : épaisseur (en µm) | 70 |
| Système de fermeture | 1 sticker |
| Plaque écriture | Oui |
| Filtre | Non |
| Niveau de stérilité | Irradié/Ionisé |
| Usage unique | Oui |
| Mode d'emploi | Fermeture étanche, juste avec un sticker Fermez simplement votre sac avec le sticker intégré pour une fermeture étanche extra-résistante, sans aucun outil supplémentaire. 1 – Ouvrez le sac à l'aide de la pré-découpe 2 – Placez l'échantillon prélevé dans le sac 3 – Ouvrez le sticker et enrroulez 3x le sac 4 – Fermez le sac hermétiquement |
| Autres caractéristiques | Compatible malaxeur de laboratoire BagMixer® Ouverture prédécoupée du sac Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat Approuvé contact alimentaire : Règlement CE N° 1935/2004 En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) Stockage : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

ROLLB175400

Sac pour prélèvement RollBag® 175x400mm stérile

CODE ARTICLE : 022321

DATE D'EDITION : 24/06/2021 11:51:46

| | |
|--|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Oui |
| Durée de vie (en mois) | 60 |

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nom du fabricant | INTERSCIENCE |
| Référence du fabricant | 145174 |
| Pays d'origine | FRANCE |