

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL100

Sac malaxeur 100ml BagLight® PolySilk® 100 irradié

CODE ARTICLE : 023544

DATE D'EDITION : 19/12/2022 16:10:03




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

SMTSBL100

Désignation

Sac malaxeur 100ml BagLight® PolySilk® 100 irradié

Application

Homogénéisation des échantillons pour tous les usages en laboratoire Pour tout type d'échantillons et tout type de malaxeur

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL100

Sac malaxeur 100ml BagLight® PolySilk® 100 irradié

CODE ARTICLE : 023544

DATE D'EDITION : 19/12/2022 16:10:03

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	500
Minimum de vente (nombre de pièces)	500

Descriptif du produit

Type	Malaxeur
Matière	Polyéthylène
Volume (en ml)	100
Volume utile (en ml)	50
Volume optimal de malaxage (en ml)	5 - 50
Dimensions : hauteur (en mm)	200
Dimensions : largeur (en mm)	110
Système de fermeture	Sans
Plaque écriture	Non
Filtre	Non
Niveau de stérilité	Irradié/Ionisé
Emballage	Pochette de 25
Température d'utilisation : mini (en °C)	-40
Température d'utilisation : maxi (en °C)	80
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - PolySilk® : complexe polyoléfine - Adapté à tous les échantillons - Peut être congelé - Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC - Compatible avec tout malaxeur de laboratoire

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL100

Sac malaxeur 100ml BagLight® PolySilk® 100 irradié

CODE ARTICLE : 023544

DATE D'EDITION : 19/12/2022 16:10:03

Durée de vie (en mois) 120

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	INTERSCIENCE
Référence du fabricant	131025
Pays d'origine	FRANCE